



SCS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SCS 0147

Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2005
Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2005

Hemotec GmbH
Kalibrierlaboratorium
Ribistrasse 7
4460 Gelterkinden

Leiter: Florian Born
MS-Verantwortlicher: Florian Born
Telefon: +41 61 981 66 33
E-Mail: fborn@hemotec.ch
Internet: <http://www.hemotec.ch>
Erstmals akkreditiert: 26.09.2016
Aktuelle Akkreditierung: 26.09.2016 bis 25.09.2021
Verzeichnis siehe: www.sas.admin.ch
(Akkreditierte Stellen)

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 26.09.2016

Kalibrierlaboratorium für die Messgrösse Volumen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgrösse / Kalibriergegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Bestmögliche Messunsicherheit \pm ¹⁾	Bemerkungen
Volumen Volumenmessgerät mit Hubkolben: Kolbenhubpipetten Kolbenbüretten Dispenser	0.1 μl ... 50 ml	Gravimetrisch bestimmt		
	0.1 μ l - 1 μ l		2.22%	
	1 μ l - 10 μ l		0.41%	
	10 μ l - 100 μ l		0.18%	
	100 μ l - 1000 μ l		0.22%	
	1 ml – 10 ml		0.22%	
	10 ml -50 ml		0.22%	



SCS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SCS 0147

Messgrösse / Kalibrier- gegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Bestmögliche Messunsicher- heit \pm ¹⁾	Bemerkungen
Volumenmessgerät mit Hubkolben: Mehrkanal-Kolben- hubpipetten	10 μl ... 1250 μl	Gravimetrisch be- stimmt		
	10 μ l - 100 μ l		1.69%	
	100 μ l - 1250 μ l		1.48%	

* / * / * / * / *