



SCS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SCS 0147

Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2005
Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2005

Hemotec GmbH
Kalibrierlaboratorium
Ribistrasse 7
4460 Gelterkinden

Leiter: Florian Born
MS-Verantwortlicher: Florian Born
Telefon: +41 61 981 66 33
E-Mail: fborn@hemotec.ch
Internet: <http://www.hemotec.ch>
Erstmals akkreditiert: 26.09.2016
Aktuelle Akkreditierung: 26.09.2016 bis 25.09.2016
Verzeichnis siehe: www.sas.admin.ch
(Akkreditierte Stellen)

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 26.09.2016

Kalibrierlaboratorium für die Messgrösse Volumen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgrösse / Kalibriergegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Bestmögliche Messunsicherheit \pm ¹⁾	Bemerkungen
Volumen				
Volumenmessgerät mit Hubkolben: Kolbenhubpipetten Kolbenbüretten Dispenser	1 μl ... 10 μl	Graphimetrisch bestimmt		
	1 μ l		0,06 μ l	
	5 μ l		0,12 μ l	
	10 μ l		0,16 μ l	
	10 μl ... 100 μl			
	10 μ l		0,4 μ l	
	50 μ l		0,4 μ l	
	100 μ l	0,6 μ l		



SCS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SCS 0147

Messgrösse / Kalibrier- gegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Bestmögliche Messunsicher- heit \pm ¹⁾	Bemerkungen
	100 μl ... 1000 μl			
	100 μ l		2,0 μ l	
	500 μ l		3,0 μ l	
	1000 μ l		5,0 μ l	
	1000 μl ... 5000 μl			
	1000 μ l		7,0 μ l	
	2500 μ l		11,0 μ l	
	5000 μ l		15,0 μ l	

* / * / * / * / *