


Nicht einfach Kalibrieren, all in one ohne Aufwand für Sie ist unser Ziel.

Unkompliziert, professionell, schnell - wir kümmern uns um alles



Es geht uns allen so, wir möchten möglichst wenig Aufwand haben wenn wir unsere Betriebsmittel rekalisieren lassen. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen für Ihre Pipetten, Dispenser und Diluter ein umfangreiches Dienstleistungsangebot. Von der Planung, zum Versand über die individuelle Kalibration bis hin zu Reparaturen, alles aus einer Hand ohne Aufwand für Sie.

Akkreditiert nach ISO 17025, kalibrieren wir Ihr Volumenmessgerät gemäss den aktuellen ISO 8655 Toleranzen und stellen auf Wunsch ein SCS-Kalibrierschein aus. Markenunabhängig können Sie auf unser neutrales Urteil ohne kommerzielle Hintergründe vertrauen.



Ist Ihr Labor in der Region Basel, bieten wir einen Abholservice an und kommen die Geräte direkt bei Ihnen Im Labor abholen. So wissen Sie Ihr Eigentum immer in sicheren Händen und müssen sich um nichts kümmern.

Bei Abschluss eines Wartungsvertrags übernehmen wir für Sie auch gerne die Planung der Fälligkeiten, planen frühzeitig die Termine mit Ihnen und sichern i.d.R. eine Durchlaufzeit von 2-3 AT zu. Somit haben Sie nicht nur minimalen Aufwand, Sie haben die Geräte schnellstmöglich wieder einsatzbereit zurück.

	Basic	Standard	Advanced
Dekontamination	✓	✓	✓
Inspektion	✓	✓	✓
Vorprüfung	*	*	3 x 4 Punkte
Wartung	*	auf Wunsch	auf Wunsch
Kalibration	3 x 4 Punkte	3 x 10 Punkte	3 x 10 Punkte
Prüfzertifikat	✓	✓	✓
1 Kanal	40.-	60.-	90.-
8 Kanal	113.-	170.-	255.-
12 Kanal	133.-	200.-	300.-
SCS Zertifikat	*	15.-	15.-